

配套试剂举例

相关产品	规 格	样本信息
病毒DNA/RNA提取试剂盒(4.0)	预封装: 20T/40T/64T	全血、血清、血浆、组织液、尿液、拭子洗液等
病毒DNA/RNA提取试剂盒(CDC)	预封装: 20T/64T	拭子洗液等
呼吸道症候群核酸提取试剂	预封装: 64T/20T	鼻/咽拭子、肺泡灌洗液（澄清）、胸水、血培养物、环境等
多功能病原体通用型核酸提取试剂	预封装: 64T/20T	鼻/咽拭子洗液、血清、血浆、粪便(拭子)、细菌培养物等
超高敏HBV核酸提取试剂	预封装: 96T/48T/20T	血清、血浆
超高敏HBV/HCV核酸提取试剂	预封装: 48T	血清、血浆
HPV病毒DNA专用提取试剂	预封装: 20T/64T	拭子洗液等
HCMV、EBV病毒DNA专用提取试剂	预封装: 32T/64T	血清、血浆、全血等
全血基因组DNA提取试剂盒	预封装: 20T/40T/64T	EDTA或柠檬酸钠处理的新鲜、冷冻血液
干血斑基因组DNA提取试剂盒	预封装: 20T/40T/64T	标准型、加强型、FTA等各种血液采集卡上的血斑
细菌基因组DNA提取试剂盒	预封装: 20T/64T	痰液、拭子洗液、细菌培养物等
植物组织基因组DNA提取试剂盒	预封装: 20T/64T	叶片、根、茎、种子等
动物病毒DNA/RNA快速提取试剂盒5.0	预封装: 64T	鼻咽拭子和环境样本等
动物组织基因组DNA提取试剂盒	预封装: 20T/64T	肝、脑、肾、肌肉组织等
动物深加工基因组DNA提取试剂盒	预封装: 20T/64T	鱼粉、鱼油、肉酱、动物饲料等
食品微生物核酸提取试剂	预封装: 64T/20T	培养物、食源性样本
FFPE组织DNA提取试剂盒	预封装: 20T/32T/64T	石蜡包埋组织、切片等
血清/血浆游离DNA提取试剂盒	预封装: 20T/32T	血清、血浆
高纯度质粒DNA提取试剂盒	预封装: 64T	菌悬液、菌落等
口腔拭子基因组DNA提取试剂盒	预封装: 20T/64T	口腔拭子洗液
羊水基因组DNA提取试剂盒	预封装: 20T/64T	羊水

性能参数

项目	参数
处理体积	30~1000 μ L
样品通量	1~32
加热温度	裂解加热温度: 室温~105℃ 洗脱加热温度: 室温~105℃
振荡混合	多模式多档可调
试剂种类	磁珠法提取试剂
操作界面	中/英文操作系统, 彩色液晶屏触控操作
实验存储	可存储>500组程序
程序管理	可灵活新建、编辑、应用及删除相应程序
二维码扫描	可外接扫码枪、扫描后自动识别应用程序, 一键运行
污染控制	排气过滤模块、紫外消毒模块
断电保护	意外断电再供电时, 可自由选择是否继续运行实验
计算机接口	USB
网络通讯	可扩展以太网远程控制
产品外形尺寸	400mm×420mm×470mm (W×D×H)
重量	37kg
电源电压	AC 220V, 50Hz/60Hz
环境温度	10℃ ~ 30℃
相对湿度	≤80%

西安天隆科技有限公司

地址：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4266号天隆科技产业园
电话：+86-29-8221 8051 传真：+86-29-8221 6680
网址：www.medtl.com

苏州天隆生物科技有限公司

地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城东北区 NE-33 栋
电话：+86-512-6252 7726 传真：+86-512-6295 6337
网址：www.medtl.cn



本公司保留更改产品设计与规格的权利。2026年8月（第一版）

[NMPA | FDA]



NP968-C

全自动核酸提取仪

Nucleic Acid Extraction System

为人类健康创造一流分子诊断产品
Bring Technology to Life

